

# CICLOERGÓMETRO DE CAMA



Modelo: Angio Rehab con porta cama

Marca: LODE

Código: 967927

Procedencia: Holanda

- Pruebas de esfuerzo fiables y reproducibles
- Alta exigencia
- Distintos modos de prueba
- Factor Q igual a bicicleta de carretera

CICLOERGÓMETRO VERTICAL

Con este sistema, es posible activar el sistema cardiovascular de pacientes (post) UCI en una etapa temprana. Esto reducirá el riesgo de trombosis y embolia, hipotrofia muscular, úlceras del decúbito o sepsis. Cuando el paciente extubado comienza a hacer ejercicio en una etapa temprana, se activa el sistema cardiovascular. Esto podría prevenir la atrofia muscular, las infecciones de la piel y otras complicaciones que pueden ocurrir durante o después de la admisión en la UCI. Por lo tanto, esto puede resultar en una curación más rápida de los pacientes y una estadía más corta en la UCI. El sistema se puede transportar fácilmente, lo que permite su uso en los otros servicios donde el paciente continuará con su rehabilitación. El uso del ergómetro Lode durante todo el proceso y de sus aplicaciones de rehabilitación garantizará pruebas reproducibles y un seguimiento eficiente del proceso de recuperación del paciente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Rango de par:** 1-70 Nm

**Velocidad rotacional máxima a 110V:** 1 rpm

**Carga mínima:** 7W

**Peack máximo de carga:** 1000W.

**Incremento de carga mínima:** 1W.

**Carga continua máxima:** 750W.

**Control de carga de trabajo hiperbólica**

**Revoluciones por minuto:** 30-150 RPM (min-max)

**Alimentación:** 100-200 V

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**Normativa y seguridad:** IEC 60601-1:2012, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.

**Certificación:** CE de clase Im según la MDD 93/42/EEC, CB según la IECEE CB.

## ACCESORIOS

Oxímetro de pulso (945822)

Pantalla táctil de 7" (945835)

Medidor de presión gatillado por ECG (945828)

Bielas ajustables (960804)

CICLOERGÓMETRO VERTICAL

