

CICLOERGÓMETRO HORIZONTAL



Modelo: Corival RECUMBENT

REHAB

Marca: LODE

Código: 969901

Procedencia: Holanda

CICLOERGÓMETRO HORIZONTAL

El cicloergómetro Corival RECUMBENT REHAB permite entrenar a sujetos de hasta 300 kilos. El acceso fácil está garantizado por un asiento eléctrico ajustable. También se pueden ajustar los manillares y el respaldo. Trae una pantalla táctil de 7" donde se pueden leer las variables como carga de trabajo (W), revoluciones por minuto (RPM), tiempo, etc. Posee un mecanismo de freno electromagnético, lo cual le otorga precisión en la carga, lo cual es uno de los principios más importantes de LODE. Gracias al módulo de red incorporado, el ergómetro se puede conectar al programa Lode Cardiac Rehab Software Manager, Lode Rehab Manager o Lode Ergometry Manager. Un cable USB AB de servicio se entrega de forma estándar con el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga de trabajo: 7-1000 W (mín-max).

Incrementos de carga: 1 W.

Revoluciones por minuto: 30-150 RPM (min-max).

Precisión de carga: 3W (entre 0 a 100 W), 3% (de 100 a 500W), 5% (de 500 a 1000W).

Peso usuario: 300 kilos.

Interfaz de usuario: Español

Pantalla: Táctil

Conectividad: RS232 y USB.

Dimensiones: 183 cms (largo), 79 cms (ancho), 149 cms (alto).

Peso equipo: 107 kilos.

Alimentación: VCA 100-240 V, Fases 1, Frecuencia 50/60 Hz.

Consumo de potencia: 160 W.

Normativa y seguridad: IEC 60601-1:2012, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.

Certificación: CE de clase Im según la MDD 93/42/EEC.

ACCESORIOS

Pantalla táctil adicional de 3,5" (945819)

Pantalla táctil programable de 7" (945835)

Medidor de presión gatillado por ECG (945828)

Banda de frecuencia cardiaca BT (945833)

Sillín XXL (969801)

Rueda de transporte (960801)

Oxímetro de pulso (945823)

CICLOERGÓMETRO HORIZONTAL

