

Modelo: Valiant 2 Sport

Marca: LODE

Código: 938902

Procedencia: Holanda



TREADMILL DEPORTIVO

Cinta moderna diseñada concretamente para uso médico-deportivo. Esta cinta se puede conectar a dispositivos externos de ECG y pulmonares, así como a una red de software de Lode (LEM o LCRM). El Valiant 2 Sport permite una aceleración suave desde los 0 km/h y se puede ajustar de forma continua entre los 1 y los 25 km/h (0,6 - 15,5 mph). Gracias al diseño bajo exclusivo de la cubierta, es posible colocar un espejo o cámara frente a la cinta, lo que facilita controlar la marcha del sujeto de prueba. El Valiant 2 Sport cuenta con una superficie de carrera convencional de 70 x 190 cm, una elevación de 0-25 % y un pasamanos frontal completo. La cinta está equipada con unidad de control de 7" con pantalla táctil para control manual.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Velocidad máxima:** 25 km/h

**Velocidad mínima:** 1 km/h

**Incrementos de velocidad:** 0,1 km/h

**Elevación positiva:** 25%

**Incrementos de elevación:** 0,5%

**Precisión:** velocidad 5%, inclinación 0,5%

**Peso usuario:** 225 kgs.

**Interfaz:** RS232 y USB.

**Dimensiones:** 255 cms (largo), 100 (ancho), 152 cms (alto)

**Altura cinta-suelo:** 17 cms.

**Peso equipo:** 184 kgs.

**Requerimientos de energía:** Cable de poder 250 cms, potencia en caballos 2,5 HP, potencia máxima de entrada 2500 VA, 115 V AC 50/60 Hz (2 fases), 230 V AC 50/60 Hz, potencia máxima motor 1,8 kW.

**Seguridad:** IEC 60601-1:2005, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, cinturón de emergencia estándar.

**Certificación:** CE class Im de acuerdo a MDD93/42/EEC, CE clase de producto con opcional SpO2, CE clase de producto con opcional BPM, CB de acuerdo a IECEE CB.

## ACCESORIOS

Elevación negativa -10% (938825)

Control remoto (945831)

Pantalla táctil sobre mesa (945818)

Pantalla táctil programable de 7" (945815)

Segunda pantalla 3,5" (945819)

Medidor de presión gatillado por ECG (945824)

Autospeed (945840)

Botón de emergencia (945804)

Manillares laterales fijos (938820)

Manillares laterales ajustables (938821)

Manillares ajustables niños (938822)

Rampa de acceso (938829)

Soporte antebrazo (945805)

Cable RS-232 (930911)

Convertidor serie a USB (226012)

Oxímetro de pulso (945822)

Banda

frecuencia cardíaca (945833)

