



BERTEC

ANÁLISIS DEL SALTO

Marca: Bertec
Procedencia: E.E.U.U.



ANÁLISIS DEL SALTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La tecnología de medición biomecánica de BERTEC captura detalles de movimiento invisibles para el ojo humano, lo que le ayuda a evaluar y rastrear el rendimiento.



Tecnología superior

Las plataformas de fuerza de Bertec lideran la industria respecto a la precisión en la medición de presión y fuerza con diafonía, e interferencia de señal insignificantes. Nuestra electrónica personalizada procesa inmediatamente las señales analógicas muestreadas internamente a 1000Hz en datos digitales impermeables a la degradación.

ESPECIFICACIONES

Las plataformas de fuerza de grado de investigación son de la más alta calidad y durabilidad.

Disponible en una variedad de tamaños y rangos de carga.

Mide simultáneamente tres componentes de fuerza y tres componentes de momento alrededor de los ejes x, y y z para un total de seis salidas que se utilizan para calcular el Centro de Presión (CoP)

ANÁLISIS DEL SALTO

