

Modelo: Advanced FES 6

Marca: TRAINFES

Procedencia: Chile



6 grupos musculares
simultáneos



12 Hr. Batería recargable



BLE 4.2
Comunicación Wireless

ELECTROESTIMULADOR FUNCIONAL (FES)

ÁREAS DE APLICACIÓN

Motricidad: mejora fuerza muscular, funcionalidad y regulación de espasticidad en tren superior e inferior.

Deglución: Reeducación sensorial y motora, favoreciendo una deglución segura y eficaz.

Piso pélvico: Estimulación precisa para favorecer la reeducación de trastornos pelviperineales.

TrainFES App

Configura y entrena desde tu propio celular.



Fácil de usar

Controla la estimulación con el sensor de biofeedback

MODALIDADES DE USO

- Telerehabilitación
- Gimnasio de rehabilitación
- Unidad de Paciente Crítico (UPC)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PULSOS ELÉCTRICOS

- Intensidad:** 0-130 mA.
- Frecuencia:** 0-60 Hz.
- Ancho de pulso:** 0-400 μ S.
- Forma de onda:** Cuadrada bifásica simétrica compensada.